

GlucoSure AutoCode

Naziv: Test trake za određivanje glukoze u krvi

Model: GlucoSure AutoCode

Pakovanje: BLISTER pojedinačna pakovanja

Rok upotrebe: Naznačen na pakovanju

LOT: Naznačen na pakovanju

Čuvanje: na temperaturi od 4°C do 30°C (ne zamrzavati trake i ne izlagati ih suncu)

Uvoznik/Ovlašćeni predstavnik proizvođača:

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8, Srbija

Proizvođač:

APEX BIOTECHNOLOGY CORP

No. 7, Li-Hsin Rd. V, Hsinchu Science Park, Hsinchu,
Tajvan

Zemlja uvoza: Tajvan

Zemlja proizvodnje: Tajvan

Broj rešenja ALIMS: 515-02-04556-23-006

Merenje:

- Otcepiti foliju NA OZNAČENOM MESTU i izvaditi test traku.
- Pročitajte odeljak „Merenje“ iz uputstva za upotrebu aparata.

EC REP: OBELIS S.A. Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels, Belgija